




MODÈLE D'EXAMEN PELVIEN MK 3

Les repères osseux et les organes sont anatomiquement corrects en taille, forme, texture et emplacement.

Pour l'examen gynécologique et le diagnostic des pathologies mineures.

60900 STANDARD

60905 AVANCÉ



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com

COMPÉTENCES:

- Reconnaissance de l'anatomie périnéale et pelvienne
- Examen par toucher vaginal
- Examen bi-manuel
- Pratique du frottis cervical (y compris l'utilisation du speculum)
- Pratique du toucher rectal
- Communication entre professionnel et patient

QUALITÉS DU PRODUIT:

- Abdomen, bassin, organes génitaux, vagin, col utérin, anus et partie inférieure de l'intestin
- Modèle avancé comprenant des modules utérins interchangeables avec différentes complications
- Paroi abdominale avec couche de graisse rendant la palpation réaliste
- Grandes lèvres peuvent être séparées de manière réaliste
- Périnée et lèvres souples et solides
- Garanti sans latex



INCLUS:

| | 60900 | 60905 |
|---|-------|-------|
| • 60910 Abdomen | ✓ | ✓ |
| • 60920 CFPT Module 1: Col normal - Femme nullipare | ✓ | ✓ |
| • 60921 CFPT Module 2: Col avec ectropion et fibrome de grande taille - Femme nullipare | ✗ | ✓ |
| • 60922 CFPT Module 3: Col avec polype et fibrome de petite taille - Femme nullipare | ✗ | ✓ |
| • 60923 CFPT Module 4: Col avec kyste de l'ovaire - Femme multipare | ✗ | ✓ |
| • 60924 CFPT Module 5: Col avec utérus rétroversé - Femme multipare | ✗ | ✓ |
| • 60925 CFPT Module 6: 10-12 Semaines de grossesse | ✗ | ✓ |
| • 60926 CFPT Module 7: 14-16 Semaines de grossesse | ✗ | ✓ |
| • Bassin | ✓ | ✓ |
| • Structure | ✓ | ✓ |
| • Lubrifiant | ✓ | ✓ |
| • Malette de transport | ✓ | ✓(x2) |