



GAMME PONCTION LOMBAIRE ET PÉRIDURALE

61000	MODÈLE PONCTION LOMBAIRE
61001	MODÈLE PÉRIDURALE ET PONCTION LOMBAIRE AVANCÉ
61002	MODÈLE PÉRIDURALE ET PONCTION LOMBAIRE ÉCHOGRAPHIE

Cette gamme offre des solutions de formation économiques, réalistes et réutilisables aux compétences fondamentales requises pour pratiquer la ponction lombaire et la rachianesthésie en utilisant les techniques de palpation et d'échoguidage.

Les trois modèles partagent une base commune, mais offrent différents niveaux de complexité afin d'accompagner les étudiants de tous niveaux.

Développés en collaboration avec des cliniciens, ces simulateurs procurent une sensation et une réponse réalistes, tout en offrant un environnement sûr pour l'apprentissage et la mise à niveau des compétences.



L'enseignement n'a jamais été aussi proche de la réalité

limbsandthings.com

MODÈLE PONCTION LOMBAIRE

Ce modèle a été conçu pour les premières années de formation. Il comprend des inserts de tissus remplaçables, un rachis et une dure-mère solides qui recréent de façon réaliste la sensation de ponction dans la dure-mère, ainsi que le prélèvement et la mesure du LCR.

Son rachis et ses tissus remplaçables font de ce simulateur une solution économique pour former un grand nombre d'étudiants.

61000



61001

MODÈLE PÉRIDURALE ET PONCTION LOMBAIRE AVANCÉ

Le modèle Avancé permet de s'entraîner à la ponction lombaire et à l'administration périurale. Fourni avec deux inserts périurales, une version standard et une version avancée dotée d'un rachis plus raide, ce modèle convient parfaitement à un niveau débutant comme à un niveau avancé pour s'entraîner aux procédures plus complexes.

Ce modèle comprend également des plaques de graisse optionnelles à placer sous la peau pour plus de réalisme et de difficulté.

MODÈLE PÉRIDURALE ET PONCTION LOMBAIRE ÉCHOGRAPHIE

Ce simulateur est idéal pour les personnes souhaitant enseigner la ponction lombaire ou les périurales en utilisant la technique d'échoguidage.

Compatible avec tous les échographes de grande marque, ce modèle inclut des articulations facettaires visibles.

61002



COMPÉTENCES:

- Injection d'anesthésiques locaux
- Ponction lombaire
- Prélèvement et mesure du LCR
- Administration périurale
- Technique d'échoguidage
- Option obèse

61000

61001

61002

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✗	✓	✓
✗	✗	✓
✗	✓	✗

INCLUS:

61000

61001

61002

• Torse Périurale et ponction lombaire avec peau de torse	✓	✓	✓
• Support Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✓
• 61010 Insert Ponction lombaire – Os	✓	✓	✗
• 61011 Insert Ponction lombaire – Tissus (x2)	✓	✓	✗
• 61012 Insert périural (x2)	✗	✓	✗
• 61013 Insert périural Avancé (x2)	✗	✓	✗
• 61014 Insert d'échographie Périurale et ponction lombaire (x2)	✗	✗	✓
• 61015 Insert de peau Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✗
• 61016 Plaque de graisse Périurale et ponction lombaire (x3)	✗	✓	✗
• 61017 Dure-mère standard Périurale et ponction lombaire (x2)	✓	✓	✓
• 61018 Dure-mère avancée Périurale et ponction lombaire (x4)	✗	✓	✓
• 61019 Insert crête iliaque Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✓
• 61020 Insert cartouche Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✓
• 61021 Insert sacral Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✗
• 61022 Réservoir d'eau Périurale et ponction lombaire	✓	✓	✓